

# ICERAM-P

## ポリクリスタリン セラミック ブラケット



多結晶セラミック ブラケットの耐久性と快適性を確保しながら、  
サファイア ブラケットの美しい透明感を実現

# ICERAM-P

## ポリクリスタリン セラミック ブラケット

ICERAM-Pブラケットは多結晶酸化アルミニウムから作られ、最先端の処理を施すことで、サファイア ブラケットと同等の透明感を実現しました。

色素沈着に強く、劣化や色の変化がなく、治療初期からブラケット撤去時まで高い審美性を維持します。



### Comfort / Aesthetics

丸みを帯びたブラケット エッジとフック、さらに独自の曲面を持つロープロファイル デザインにより優れた装着感を提供します。100%多結晶酸化アルミニウム製。サファイアと同様に、透明で結晶化されたブラケットを実現する高度な技術を採用し、優れた審美性を実現しました。

### Identification by colors:

タイピング上のカラーマーキングはボンディング時にブラケットを正しくポジショニングするのに役立ちます。

### Retention / fit

近遠心方向および歯肉側・咬合側方向のコントアを考慮した解剖学的ベースデザインにより、歯面へのフィットが容易になります。特許取得済みのレーザータキシングシステム「LB2 - Leaser Bond Booster」を施したベース設計により、従来比で最大30%高い保持力を実現しました。

### Precision / Performance

犬歯と小臼歯には、耐久性の高いラウンド フックを採用。解剖学的デザインにより、より快適で、エラスティックやアクセサリーの装着が容易です。ツインブラケット設計により、結紮線の保持力が向上し、ローテーションコントロールが向上し、摩擦が低減します。接触面積が小さいスロットによりアーチワイヤーとの摩擦が低減します。トルクイン ベースのブラケット デザインは、より高い精度のコントロールを実現します。

#### ICERAM-P ポリクリスタリン セラミック ブラケット



#### 1 case | **MBT 022" PRESCRIPTION**

Upper and Lower 5-5 with Hooks

.022 スロット / 上下顎 5-5 犬歯・小臼歯フック付

製品番号 / **10.93.2000**

#### 1 case | **ROTH 022" PRESCRIPTION**

Upper and Lower 5-5 with Hooks

.022 スロット / 上下顎 5-5 犬歯・小臼歯フック付

製品番号 / **10.92.2000**

医療機器認証番号: 307AKBZX00075000  
販売名: ICERAM セラミック ブラケット  
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント  
管理医療機器

# ICERAM-P

ポリクリスタリン セラミック ブラケット



医療機器認証番号: 307AKBZX00075000  
販売名: ICERAM セラミック ブラケット  
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント  
管理医療機器

## Bracket Prescription

### MBT 022" PRESCRIPTION

5個入/PK

Torque	-7	-7	0	+10	+17	+17	+14	0	-7	-7																																																																		
Angulation	0	0	8	8	4	4	8	8	0	0																																																																		
Hook	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓																																																																		
Width(mm)	3.2	3.2	3.7	3.2	3.7	3.7	3.2	3.7	3.2	3.2																																																																		
製品番号	10.93.2214	10.93.2214	10.93.2213	10.93.2212	10.93.2211	10.93.2221	10.93.2222	10.93.2223	10.93.2224	10.93.2224																																																																		
<div><div><div><div>5</div><div>15</div><div>U46R</div></div><div><div>4</div><div>14</div><div>U46R</div></div><div><div>3</div><div>13</div><div>U3R</div></div><div><div>2</div><div>12</div><div>U2R</div></div><div><div>1</div><div>11</div><div>U1R</div></div></div><div><div><div>1</div><div>21</div><div>U1L</div></div><div><div>2</div><div>22</div><div>U2L</div></div><div><div>3</div><div>23</div><div>U3L</div></div><div><div>4</div><div>24</div><div>U46L</div></div><div><div>5</div><div>25</div><div>U46L</div></div></div></div> <div><div><div><div>Maxillary</div><div>Upper Right</div><div>Lower Right</div></div><div><div><div>Mandibular</div><div>Upper Left</div><div>Lower Left</div></div></div></div><tr><td colspan="11"><div><div><div><div>5</div><div>45</div><div>L5R</div></div><div><div>4</div><div>44</div><div>L4R</div></div><div><div>3</div><div>43</div><div>L3R</div></div><div><div>2</div><div>42</div><div>L12RL</div></div><div><div>1</div><div>41</div><div>L12RL</div></div></div><div><div><div>1</div><div>31</div><div>L12RL</div></div><div><div>2</div><div>32</div><div>L12RL</div></div><div><div>3</div><div>33</div><div>L3L</div></div><div><div>4</div><div>34</div><div>L4L</div></div><div><div>5</div><div>35</div><div>L5L</div></div></div></div></td></tr></div> <tr><td>Torque</td><td>-17</td><td>-12</td><td>0</td><td>-6</td><td>-6</td><td>-6</td><td>-6</td><td>0</td><td>-12</td><td>-17</td></tr> <tr><td>Angulation</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>Hook</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>Width(mm)</td><td>3.2</td><td>3.2</td><td>3.7</td><td>2.9</td><td>2.9</td><td>2.9</td><td>2.9</td><td>3.7</td><td>3.2</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>製品番号</td><td>10.93.2245</td><td>10.93.2244</td><td>10.93.2243</td><td>10.93.2231</td><td>10.93.2231</td><td>10.93.2231</td><td>10.93.2231</td><td>10.93.2233</td><td>10.93.2234</td><td>10.93.2235</td></tr>											<div><div><div><div>5</div><div>45</div><div>L5R</div></div><div><div>4</div><div>44</div><div>L4R</div></div><div><div>3</div><div>43</div><div>L3R</div></div><div><div>2</div><div>42</div><div>L12RL</div></div><div><div>1</div><div>41</div><div>L12RL</div></div></div><div><div><div>1</div><div>31</div><div>L12RL</div></div><div><div>2</div><div>32</div><div>L12RL</div></div><div><div>3</div><div>33</div><div>L3L</div></div><div><div>4</div><div>34</div><div>L4L</div></div><div><div>5</div><div>35</div><div>L5L</div></div></div></div>											Torque	-17	-12	0	-6	-6	-6	-6	0	-12	-17	Angulation	2	2	3	0	0	0	0	3	2	2	Hook	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	Width(mm)	3.2	3.2	3.7	2.9	2.9	2.9	2.9	3.7	3.2	3.2	製品番号	10.93.2245	10.93.2244	10.93.2243	10.93.2231	10.93.2231	10.93.2231	10.93.2231	10.93.2233	10.93.2234	10.93.2235
<div><div><div><div>5</div><div>45</div><div>L5R</div></div><div><div>4</div><div>44</div><div>L4R</div></div><div><div>3</div><div>43</div><div>L3R</div></div><div><div>2</div><div>42</div><div>L12RL</div></div><div><div>1</div><div>41</div><div>L12RL</div></div></div><div><div><div>1</div><div>31</div><div>L12RL</div></div><div><div>2</div><div>32</div><div>L12RL</div></div><div><div>3</div><div>33</div><div>L3L</div></div><div><div>4</div><div>34</div><div>L4L</div></div><div><div>5</div><div>35</div><div>L5L</div></div></div></div>																																																																												
Torque	-17	-12	0	-6	-6	-6	-6	0	-12	-17																																																																		
Angulation	2	2	3	0	0	0	0	3	2	2																																																																		
Hook	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓																																																																		
Width(mm)	3.2	3.2	3.7	2.9	2.9	2.9	2.9	3.7	3.2	3.2																																																																		
製品番号	10.93.2245	10.93.2244	10.93.2243	10.93.2231	10.93.2231	10.93.2231	10.93.2231	10.93.2233	10.93.2234	10.93.2235																																																																		

### ROTH 022" PRESCRIPTION

5個入/PK

Torque	-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Angulation	0	0	11	9	5	5	9	11	0	0
Hook	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓
Width(mm)	3.2	3.2	3.7	3.2	3.7	3.7	3.2	3.7	3.2	3.2
製品番号	10.92.2214	10.92.2214	10.92.2213	10.92.2212	10.92.2211	10.92.2221	10.92.2222	10.92.2223	10.92.2224	10.92.2224
Maxillary										
	Upper Right Lower Right					Upper Left Lower Left				
Mandibular										
	Lower Right Upper Right					Lower Left Upper Left				
Torque	-22	-17	-11	0	0	0	0	-11	-17	-22
Angulation	2	2	3	0	0	0	0	3	2	2
Hook	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓
Width(mm)	3.2	3.2	3.7	2.9	2.9	2.9	2.9	3.7	3.2	3.2
製品番号	10.92.2245	10.92.2244	10.92.2243	10.92.2231	10.92.2231	10.92.2231	10.92.2231	10.92.2233	10.92.2234	10.92.2235



# ICERAM Mini-Tube & Button

セラミック ミニ チューブ & ボタン

## Accessories

医療機器認証番号: 307AKBZX00075000  
販売名: ICERAM セラミック ブラケット  
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント  
管理医療機器

## ICERAM Mini Tube

セラミック ミニ チューブ



セラミックミニチューブは、ユニバーサルデザインで上顎と下顎の両方に使用できます。アーチワイヤーを簡単に挿入できるように、テーパの付いた入口のスロット、ベースのジンジバル オフセットにより咬合干渉の発生率が低下します。

### UNIVERSAL | 022"

10個入/PK

PRESCRIPTION	USE	LEN.	TUBE	TORQUE	DISTAL	QTY.	製品番号
UNIVERSAL	54   45 54   45	3.0 mm	-	-7°	0°	10	21.02.2004

## ICERAM Button

セラミック ボタン



ICERAM ボタンは、ポリサファイアとも呼ばれる透明な多結晶セラミックで作られており、CIM (セラミック射出成形) を使用して製造され、優れた審美性、耐性、耐久性を備えています。

### For Bonding

PRESCRIPTION	QTY.	製品番号
CONCAVE	10	30.10.3004

10個入/PK

\* Facebook\*



\* X Twitter\*



\* Instagram\*



\* LINE\*



登録料・使用料は無料です。各種QRコードよりご登録いただけます。

製造販売元:

フォレストデント・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル 2F

TEL : 03-6277-6980 FAX : 03-3568-8864

info.fdj@forestadent.co.jp

http://www.forestadent.co.jp

製造元:

ORTHOMETRIC - INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS  
E ODONTOLÓGICOS LTDA